

Drägersorb® 800+ – Atemkalk Verbrauchsmaterial und Zubehör

Drägersorb® ist der qualitativ hochwertige Atemkalk, entwickelt von einem der führenden Hersteller von Anästhesiegeräten.



Produktvorteile

Drägersorb 800+

Dräger ist der einzige Hersteller von Anästhesiegeräten, der auch Atemkalk selbst entwickelt und produziert. Dadurch ist der Atemkalk stets auf die aktuellsten Anforderungen der Anästhesiegeräte abgestimmt.

- Erhöhte Wirtschaftlichkeit durch gleichmäßige Ausnutzung
 - Geringe Staubbildung schützt Patient, Anwender und Gerät
 - Weniger unerwünschte Reaktionsprodukte – auch bei unbeabsichtigter Austrocknung
 - Verbesserte Handhabung durch anwenderfreundliche Verpackungen
-

Erhöhte Wirtschaftlichkeit

Dank seiner Pillenform verhindert Drägersorb 800+ Kanalbildungen. Der Atemkalk nimmt gleichmäßig CO₂ auf und wird effektiv ausgenutzt. Durch die Pillenform und eine starke Porosität des Materials wird eine optimale Oberfläche geschaffen. Drägersorb 800+ kann daher mehr CO₂ aufnehmen und länger als herkömmlicher Atemkalk im System verbleiben.

Sorgt für gute Atmosphäre

Drägersorb 800+ ist dank seiner Pillenform mechanisch fester, was den Abrieb gegenüber herkömmlichem Atemkalk entscheidend reduziert. Dadurch werden die Lungen von Patient und Anästhesiepersonal geschützt. Zudem sind moderne High-Tech-Anästhesiegeräte und Staubemissionen ein Widerspruch in sich. Auch deshalb wurde Drägersorb 800+ entwickelt – um wertvolle Investitionen zu erhalten und laufende Kosten zu senken.

Zusätzliche Sicherheit

Drägersorb 800+ reduziert deutlich die Bildung von Zersetzungstoffen im Falle einer unbeabsichtigten Austrocknung.¹ Er ist mit allen üblichen halogenierten Inhalationsanästhetika zu verwenden. Natürlich sichert nur ein frischer Atemkalk einen optimalen Einsatz am Patienten. Ein eindeutiger Farbumschlag von weiß auf violett zeigt an, wenn der Atemkalk ausgetauscht werden sollte.

Praktische Verpackungen

Der Einwegabsorber Drägersorb CLIC für den Einsatz an allen modernen Dräger Anästhesiegeräten bietet eine schnelle, saubere und unkomplizierte Einweglösung. Die Vorteile für den Anwender:

- Anästhesiepersonal hat keinen Kontakt mit dem Kalk.
- Absolut keine Staubbelastung.
- Eine bessere Ausnutzung der Absorberfüllung und somit Kostenersparnis durch einen jederzeit möglichen Absorberwechsel, auch während der OP dank Rückschlagventil.

Produktvorteile

Der Einwegabsorber Drägersorb CLIC für die Dräger-Anesthesiegeräte wird mittels eines Adapters an der vorhandenen Absorberaufnahme angebracht.

Drägersorb 800+ gibt es daneben im praktischen 5-Liter Kanister.

¹ Die Meßergebnisse wurden von einem unabhängigen Institut bestätigt.

Bestellinformationen

Beschreibung	Bestellnr.
Drägersorb 800+ 5-L Kanister	MX00001
CLIC Absorber 800+ (6 Absorber pro Karton)	MX00004
Drägersorb® CLIC Adapter	MX50090

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar.
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

Hersteller:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Deutschland

DEUTSCHLAND
Dräger Medical
Deutschland GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck
Tel 0800 882 882 0
Fax 0451 882 720 02
dsc@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

